


# Red Lamp 633

Eclairage à diodes électroluminescentes rouges pour animalerie et salle de tests.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Couleur rouge, stable en intensité et en longueur d'onde (longueur d'onde : 633 nanomètres).
- Aucun échauffement, pas de vibration dans la lumière.
- Boîtier étanche (IP 44) conforme aux services d'agrément des animaleries.
- Très longue durée de vie (25 ans pour les LEDs).




## SPECIFICATION

- Alimentation : 195 – 250 Vac
- Intensité réglée et ajustable
- Dimensions hublot : 17 x 11 x 11 cm

## MODELS

- Red Lamp 633 – 01 : 1 lux fixe
  - Red Lamp 633 – 01A : 1 à 2 lux réglable
  - Red Lamp 633 – 30 : 30 lux fixe
  - Red Lamp 633 – 30A : 1 à 30 lux réglable
- 
- Desk Red Lamp: 1 à 30 lux réglable



**INTELLIBIO**

*innovating for laboratories*

[www.intelli-bio.com](http://www.intelli-bio.com)

Tél. : +33 (0)3 83 28 16 04 - Fax : +33 (0)3 83 90 11 58 • E-mail : [contact@intelli-bio.com](mailto:contact@intelli-bio.com)