


Boucles d'identification LA PIAS avec applicateur

Boucles d'oreilles numérotées et colorées pour une identification visuelle simple, adaptées à une utilisation sur de petits animaux.



La Pierce tag




Disponibles en aluminium de couleur ou en acier inoxydable.

Les boucles aluminium existent en 5 couleurs au choix : rouge, bleue, turquoise, verte et noire.


Les boucles en acier inoxydable, plus résistantes aux rayures que celles en aluminium, sont uniquement disponibles en couleur acier. Les numéros sont gravés au laser (disponibles de 1 à 999). Il est possible de personnaliser des séries de numérotation ou d'obtenir des boucles sans numérotation.

Spécifications BOUCLES

- Disponibles en deux tailles (rat et souris)
- Réutilisables et autoclavables
- Numérotation laser (1 à 999)
- Par planche de 100 boucles numérotées
- Avec planche de 10 fermoirs
- Numéro de départ disponible à partir de 1, 101, 201, ...901.
- Pas de numérotation possible



Boucle x 100 sur 1 planche



Fermeur x 10 sur 1 planche



Modèles/Références BOUCLES

"Série M" : aluminium (réf. M) ou acier inoxydable (réf. SM) :

Pour SOURIS (diamètre de l'étiquette : 3,5 mm, longueur de la tige : 3,2 mm) couleur anodisée, poids 22 mg avec fermoirs fournis.

Couleurs disponibles aluminium : Rouge, Bleue, Turquoise, Verte et Noire.

Référence	Matière	Description	Quantité
M-Standard	Aluminium anodisé	5 lots de couleurs différentes numérotés de 1 à 20	100
M-100	Aluminium anodisé	1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur au choix)	100
M-1000	Aluminium anodisé	1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur au choix)	1000
SM-100	Acier Inoxydable	1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur inox)	100
SM-1000	Acier Inoxydable	1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur inox)	1000
	Fermeoir		100

"Série R" : aluminium (réf. R) ou acier inoxydable (réf. SR) :

Pour RAT (diamètre de l'étiquette : 3,5 mm, longueur de la tige : 4.7 mm) couleur anodisée, poids 27 mg avec fermoirs fournis

Couleurs disponibles aluminium : Rouge, Bleue, Turquoise, Verte et Noire).

Référence	Matière	Description	Quantité
R-Standard	Aluminium anodisé	5 lots de couleurs différentes numérotés de 1 à 20	100
R-100	Aluminium anodisé	1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur au choix)	100
R-1000	Aluminium anodisé	1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur au choix)	1000
SR-100	Acier Inoxydable	1 lot numéroté de 1 à 100 (couleur inox)	100
SR-1000	Acier Inoxydable	1 lot numéroté de 1 à 1000 (couleur inox)	1000

Modèles/Références APPLICATEURS

2 modèles d'apPLICATEUR commun aux boucles souris et boucles rats



PM-3

A-2209-00398/PM-3



PM-3S

A-2309-00511/PM-3S

Référence	Description	
A-2209-00398/PM-3	Pince inox et poignées avec finition en caoutchouc antidérapant	Non autoclavable
A-2309-00511/PM-3S	Pince tout acier inoxydable	Autoclavable