

## Dispositif de contention entièrement autoclavable



### Description

Système innovant d'entrée et de sortie unidirectionnelle. La fente pour la queue amovible et la butée de tête réglable permettent une entrée et une sortie unidirectionnelles.

Stabilité maximale assurée par une base en **acier inoxydable**, associée à des patins antidérapant en silicone.

Conçu pour la sécurité et l'efficacité, l'entrée en forme de cloche permet un accès fluide et sans blessure, tandis que la butée de tête réglable assure un maintien optimal des animaux.



### Spécifications

- Socle Inox
- Autoclavable
- Réglage à verrouillage rapide

### Modèle

| Référence        | Description                                     |
|------------------|-------------------------------------------------|
| A-2601-00731-MR1 | Souris ( Ø 28 x 110 mm), base inox 136 x 101 mm |
| A-2601-00731-MR2 | Souris ( Ø 32 x 110 mm), base inox 136 x 101 mm |
| A-2601-00731-MR3 | Souris ( Ø 35 x 126 mm), base inox 145 x 101 mm |
| A-2601-00731-RR1 | Rat ( Ø 47 x 176 mm), base inox 183 x 101 mm    |
| A-2601-00731-RR2 | Rat ( Ø 64 x 215 mm), base inox 243 x 126 mm    |
| A-2601-00731-RR3 | Rat ( Ø 70 x 215 mm), base inox 243 x 126 mm    |