



Lampe de bureau à éclairage rouge inactinique



Lampe de bureau à leds rouges qui donne un éclairage rouge inactinique idéal pour le travail en cycle inversé. Le bras flexible de la lampe vous permet d'orienter la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Utilisation : travail en cycle inversé (rythmes circadiens), observation ou manipulation en laboratoire

- Permet de **préserver le rythme biologique** des sujets en environnement obscur.
- Réduit la **fatigue oculaire** et l'**impact sur le sommeil** lors du retour au jour.
- Utilisée en **chronobiologie** pour étudier les effets de la lumière sur le cycle veille-sommeil.

Caractéristiques

- Couleur rouge (spectre étroit centré sur 630 nm)
- Bras flexible réglable
- Hauteur : 30 cm
- Fournie avec un adaptateur secteur

Modèle

Référence

A-1901-00109

Désignation

Lampe de bureau à éclairage rouge inactinique