

Illuminateur de queue (Tail Vein) Intellibio



Description

Les injections et les prélèvements dans la veine caudale chez le rongeur peuvent s'avérer complexes. L'illuminateur de queue que nous avons développé est un outil précieux qui améliore considérablement la visibilité de la veine et les chances de réussite pour ces manipulations.

Nous avons conçu ce Tail Vein pour répondre à la demande d'utilisation sur des rat et souris de différentes tailles. Plus besoin de collectionner plusieurs appareils sur vos étagères ! Notre illuminateur est adapté à notre gamme de dispositifs de contention, référence SARXXF, réglables côté queue et adaptés à toutes les tailles d'animaux, jusqu'aux rats de 500 g.

Sur une socle commun en acier inox, notre illuminateur est doté d'un système d'illumination "Lumière rouge" favorisant la visibilité de la veine et interchangeable rat/souris.

Il est facile à utiliser : immobilisez le rongeur à l'aide du dispositif de contention adapté et choisi dans notre gamme, « Contention rat/souris accès queue » selon la taille de l'animal, réglez le positionnement de la queue et du module de lumière, réglez l'intensité de la luminosité jusqu'à visualiser clairement la veine.

Notre illuminateur dispose de nombreux réglages simples :

- Module lumineux réglable en hauteur
- Utilisation avec tous nos modèles de contention SARXXF à sélectionner selon la taille de l'animal
- Variation de l'intensité lumineuse
- Module d'éclairage interchangeable rat/souris
- Support inox et pieds antidérapants

Spécifications

- Socle inox lourd
- Eclairage à LED : rouge/orange
- Interrupteur marche/arrêt
- Module lumineux réglage en hauteur : de 90 mm à 115 mm
- Dimensions : 280 mm x 100 mm
- Poids : 1,2 Kg
- Alimentation : 12 VDC
- Compatible avec nos dispositifs de contention, référence SARXXF

Références de commande

Référence

A-2511-00715

A-2512-00727

A-2512-00728

A-2512-00729

Désignation

Illuminateur Souris (fourni sans dispositif de contention)

Illuminateur Rat (fourni sans dispositif de contention)

Module d'éclairage interchangeable Rat

Module d'éclairage interchangeable Souris